

HERBST SALE



DentaBRIDGE

Mit DentaBRIDGE wird die Konstruktion von Kronen und Brücken zum automatisierten Prozess.

Die generative KI von DentalTwin versteht die Biologie des Patienten und erstellt passgenaue Designs, die keine manuelle Nachbesserung mehr erfordern. Ob Einzelkrone oder komplexe Brücke – Sie erhalten in kürzester Zeit ein Ergebnis, das perfekt sitzt und natürlich aussieht.

JETZT TESTEN

Kostenfrei registrieren und kostenlos **5 Fälle** testen.



Vollautomatische
Workflows



Multiple Kronen & Brücken
auch in beiden Kiefern



Cloud-basierte
Systemarchitektur



Nahtlose
Integration




KI-trainierte
anatomische Intelligenz

ZIRKON

DDcubeY® HL

DD cubeY® HL ist ein hochästhetisches Hybridlayer-Zirkonoxid für monolithische und anatomisch reduzierte Restaurationen – von Einzelkronen bis zu großspannigen Brücken. Die Kombination aus 5Y- und 3Y-Zirkon vereint hohe Transluzenz mit ausgezeichneter Stabilität von über 800 MPa im inzisalen Bereich.

Die natürliche »yellow-warm«-Ästhetik, die präzise Farbschichtung und die Verfügbarkeit in allen 16 VITA-Farben sorgen für harmonische und lebendige Ergebnisse im Front- und Seitenzahnbereich.



Aktionspreis

	H 16 mm	H 20 mm	H 25 mm
DDcubeY® HL	225,- 99,- €	295,- 129,- €	345,- 155,- €

ALLOY

Titan BioStar CoCr BioStar Keralloy® BioStar

Titan BioStar bietet hohe Biokompatibilität und maximale Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle Implantat- und Kronenarbeiten.

CoCr BioStar überzeugt als klassische, reine Cobalt-Chrom-Legierung mit hervorragender Fräsbarkeit, hoher Festigkeit und optimaler Verblendbarkeit.

Keralloy® BioStar ergänzt das Sortiment als eine speziell für die Keramikverblendung optimierte CoCr-High-End-Legierung, die sich durch einen exzellenten WAK-Wert, ein spannungsfreies Gefüge und beste Langzeitstabilität auszeichnet.



3+1 % Beim Kauf von 4 Stk. erhalten Sie die günstigste GRATIS.

	H 0,8 mm	H 10 mm	H 12 mm	H 13,5 mm	H 15 mm	H 18 mm	H 20 mm	H 24,5 mm
Titan BioStar	115,-	120,-	127,-	132,-	138,-	150,-	161,-	-
CoCr BioStar	218,-	229,-	248,-	264,-	287,-	317,-	333,-	402,-
Keralloy® BioStar	214,-	221,-	240,-	258,-	276,-	305,-	329,-	-

POLYMER

Splint PMMA BioStar Splint Memory DD BioSplint Flex

Splint PMMA BioStar garantiert als hochtransparentes, langlebiges Material eine präzise Fertigung von Aufbissschienen mit hoher Formstabilität.

Splint Memory überzeugt durch seinen thermoaktiven Memory-Effekt, der unter Körpertemperatur für eine optimale Selbstjustierung und außergewöhnlich hohen Tragekomfort sorgt.

DD BioSplint Flex ergänzt das Sortiment als hochflexibler, schlagzäher Kunststoff, der speziell für bruchsichere, langlebige und schienenfreie Trageerlebnisse entwickelt wurde.



7+3 % Beim Kauf von 10 Stk. pro Produkt erhalten Sie die 3 günstigsten GRATIS.

	H 15 mm	H 16 mm	H 20 mm	H 25 mm	H 30 mm
Splint PMMA BioStar	33,-	-	40,-	45,-	52,-
Splint Memory	-	79,-	85,-	89,-	-
DD BioSplint Flex	-	-	60,-	-	-

MULTILAYER POLYMER

Poly BioStar ML DDpeekMED

Poly BioStar ML fasziniert durch ein meisterhaft abgestimmtes, 5-schichtiges Farbspiel aus hochreinem PMMA-Polymer, das verblüffend natürliche Ästhetik mit höchster Biokompatibilität und herausragender Plaquesistenz vereint.

DD peek MED setzt als biokompatibler Hochleistungskunststoff neue Maßstäbe in der modernen Prothetik. Er kombiniert dabei extreme mechanische Belastbarkeit, beste Verblendbarkeit mit Kaltpolymerisaten und maximale Werkstoffstabilität für anspruchsvollste Versorgungen. Verfügbar in den Farben weiß, dentine, natural, gingiva.



3+1 % Beim Kauf von 4 Stk. erhalten Sie die günstigste GRATIS.

	H 14 mm	H 16 mm	H 18 mm	H 20 mm	H 23 mm	H30 mm
Poly BioStar ML	-	75,-	-	80,-	-	-
DDpeek MED	210,-	230,-	252,-	270,-	290,-	350,-

DENTALGIPS

Artikulationsgips (natur/synthetisch) Modelit® Natura

Artikulationsgips natur ist ein dimensionsgenauer Naturgips mit geringer Abbindeexpansion und hohem Stehvermögen für schnelles Einartikulieren.

Artikulationsgips synth. bietet minimale Expansion, beste Modellierbarkeit und schnelle Festigkeit für präzises Artikulieren.

Modelit® erzeugt als universeller Modellhartgips felsenharte, kantenstabile Modelle mit extrem glatter Oberfläche für Arbeits- und Prothetikmodelle.

Natura ist ein doppelt gemahlener, volumenbeständiger Dentalhartgips in Superweiß, ideal für harte KFO- und Schaumodelle.

3+1 % Beim Kauf von 3 Gebinden erhalten Sie ein weiteres Gebinde gratis.

		20 kg Karton	25 kg Karton	25 kg Papiersack
Arti. natur	naturweiß	REF 200109	-	REF 200104
Arti. synth.	superweiß	REF 200899	-	REF 200894
Modelit®	blau	-	REF 200639	REF 200634
	gelb	-	REF 200629	REF 200624
Natura	superweiß	-	REF 200229	REF 200224

DUBLIERSILIKON

Adisil® rapid 1:1 Adisil® rosé 1:1

Adisil® rapid 1 : 1 ist ein additionsvernetzendes, dünnfließendes Dubliersilikon, das bereits nach 10 Minuten entformbar ist und sich durch hohe Reißfestigkeit sowie Eignung für Dosierautomaten perfekt für eilige Arbeiten in der Klebeband- und Kuvettentechnik eignet.

Adisil® rosé 1 : 1 ist ein hochwertiges, dünnfließendes additionsvernetzendes Dubliersilikon, das sich einfach sowie sparsam dosieren lässt, ideal für Dosierautomaten geeignet ist und beste Voraussetzungen für die Klebeband- und Kuvettentechnik bietet.

25% Rabatt

Listenpreis				
Adisil® rapid	große Öffnung	2 x 6 kg	REF 101234	440,00 €
	kleine Öffnung	2 x 6 kg	REF 101244	440,00 €
Adisil® rosé	große Öffnung	2 x 6 kg	REF 101204	417,90 €
	kleine Öffnung	2 x 6 kg	REF 101217	417,90 €



Poliresin®

Poliresin® antibakterielles und geruchloses Vorpoliermittel für Kunststoffprothesen. Verarbeitung wie mit Bimssteinpulver, jedoch ist Poliresin® enorm abrasiver mit einer um ca. 30% höheren Standzeit.

Die einzigartige kristalline Struktur ermöglicht eine glattere Vorpolitur der Prothesen und spart erheblichen Zeitaufwand bei der Hochglanzpolitur.

25% Rabatt

Listenpreis		
10 kg Karton	REF 200424	96,00 €

Ultraschall Polierpastenreiniger

Wasserlöslicher Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis zur Entfernung von Polierpastenresten und fetthaltigen Materialien an Kronen, Brücken, Prothesen und Instrumenten zur Anwendung im Ultraschallbad und Poliernadelbad. Entfernt auch Unterfütterungen mit Zinkoxydpaste von der Prothese rückstandslos bei höher eingestellter Anwendungslösung.

25% Rabatt

Ultraschall Zahnsteinlöser

Wasserlöslicher Zahnsteinlöser auf spezieller Wirkstoffbasis zum Entfernen von Zahnsteinablagerungen (Plaque-Schichten) an Zahnprothesen.

Für Einsatz im Dentallabor, Zahnarztpraxis und für die Patientenanwendung.

25% Rabatt

Listenpreis			
Ultraschall Polierpastenreiniger	1 kg	REF 251021	440,00 €
	5 kg	REF 251020	440,00 €
Ultraschall Zahnsteinlöser	1 kg	REF 251011	417,90 €
	5 kg	REF 251010	417,90 €

Bisswälle

Vorgeformte Bisswälle für die zeitsparende Herstellung präziser Bisschablonen. Die anatomische Gestaltung mit basaler Rille ermöglicht ein leichtes Anwachsen des Bisswalles auf der Schablone. Verfügbar in drei unterschiedlichen Härtegraden.

30% Rabatt

Listenpreis			
Bisswälle soft	100 Stk.	REF 02-4200	52,00 €
Bisswälle medium	100 Stk.	REF 02-4210	52,00 €
Bisswälle hart	100 Stk.	REF 02-4220	52,00 €



SCANNEN

Scantist 3D Vanishing

200 ml / Flasche

Scantist 3D Vanishing ist ein verdunstendes, extraorales Dental-Scan-Spray, das vollständig frei von Titanoxid (TiO2) sowie Pigmenten ist. Es hinterlässt keine Verunreinigungen an Objekt oder Umgebung, macht eine Nachreinigung überflüssig und sorgt so für eine hohe Zeit- und Kostenersparnis.

7+5 % Beim Kauf von 7 Flaschen erhalten Sie 5 weitere gratis dazu.

Listenpreis		
Sprühflasche	REF 200294	35,- €

MarmoScan Plus

200 ml / Flasche

MarmoScan-Spray Plus hebt die optische Digitalisierung auf ein neues Level: Seine extrafeine Vernebelungsdüse erzeugt einen hauchdünnen, extrem gleichmäßigen Sprühfilm für die gestochen scharfe Erfassung feinsten Kanten und komplexer Oberflächenstrukturen.

7+5 % Beim Kauf von 7 Flaschen erhalten Sie 5 weitere gratis dazu.

Listenpreis		
Sprühflasche	REF 250023	35,- €

MarmoScan Basic

400 ml / Flasche

MarmoScan-Spray Basic bietet die zuverlässige Grundlage für die digitale Erfassung – ein präzises Scan-Spray mit homogenem Aussprühverhalten, einfacher Reinigung und optimaler Wirtschaftlichkeit für den täglichen CAD/CAM-Einsatz.

7+3 % Beim Kauf von 7 Flaschen erhalten Sie 3 weitere gratis dazu.

Listenpreis		
Sprühflasche	REF 250022	24,- €



NACHBEARBEITEN

Scantist 3D Occlusionsspray

75 ml / Flasche

Scantist 3D Occlusionsspray ist ein pulverbasiertes Markierungsspray zur präzisen Sichtbarmachung von Kontaktpunkten und -flächen beim Aufpassen prothetischer Arbeiten in Labor und Praxis. Dank des neuartigen Sprührohrs werden die Farbpigmente tropffrei, homogen und hauchdünn aufgetragen, ohne Pfützen zu bilden. Nach der Anwendung lassen sich die Pigmente leicht und rückstandsfrei wieder entfernen.

5+5 % Beim Kauf von 5 Flaschen erhalten Sie 5 weitere gratis dazu.

Listenpreis		
Sprühflasche	REF 250036	15,80 €



al dente Occlusionsspray

75 ml / Flasche

al dente Occlusionsspray ermöglicht ein extrem schnelles Auffinden von Störkontakten mit hoher Trennschärfe. Es ist in vier Farben erhältlich, sparsam im Gebrauch und lässt sich dank der zweiten mitgelieferten Düse besonders fein aufsprühen. Das unbrennbare Spray ist umweltfreundlich mit FCKW-freiem Treibgas abgefüllt und lässt sich nach der Anwendung mühelos mit Wasser entfernen.

5+5 % Beim Kauf von 5 Flaschen erhalten Sie 5 weitere gratis dazu. Mischen von Farben möglich.

Listenpreis		
Sprühflasche grün	REF 03-1230	14,80 €
Sprühflasche weiß	REF 03-1240	14,80 €
Sprühflasche rot	REF 03-1245	14,80 €
Sprühflasche blau	REF 03-1235	14,80 €



SilaPress Finisher

75 ml / Flasche

Spray zur Entfernung von Monomerresten auf Prothesen. Sorgt für hochglänzende Oberflächen, wirkt bakterizid und verleiht einen frischen Geschmack.

7+3 % Beim Kauf von 7 Flaschen erhalten Sie 3 weitere gratis dazu.

Listenpreis		
Sprühflasche	REF 253505	11,90 €



25%
Rabatt
auf Resine



JETZT BESTELLEN:

www.siladent-shop.de
verkauf@siladent.de
(05321) 37 79 0



Kontaktiert uns gern auch
unkompliziert via WhatsApp!



Folgt uns auf Social Media!